

CPV/CCV/Giardia Ag

Información General

Objetivo: Detección del antígeno de Parvovirus, Coronavirus y Giardia Canino

Principio: Inmunoensayo de cromatografía

Muestra: Heces

Materiales:

- Dispositivo de prueba rápida CPV/CCV/Giardia
- Tubos con diluyente para muestras : CPV/CCV Ag(P), Giardia(G)
- Hisopos para la recolección de la muestra
- Goteros desechables






Características especiales:

- Detección simultánea de CPV, CCV y Giardia Ag con tan solo una muestra
- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad




Procedimiento

[Cantidad apropiada de muestra colectada con hisopo]



Interpretación



Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RC1112DC	CPV/CCV/Giardia Ag	Dispositivo Triple	5 Pruebas/Kit